


Pupillendistanz-Messung

Und so funktioniert es:

1. Drucken Sie dieses Blatt im Verhältnis von 100% aus. Tipp: Verwenden Sie ein stärkeres Papier.
2. Prüfen Sie den Maßstab anhand des Lineals auf der Schablone
3. Schneiden Sie die Schablone aus.

Schablone Pupillendistanz-Messer:



4. Setzen Sie die Schablone vor einem Spiegel an der Nasenwurzel an. Schauen Sie gerade aus und lesen Sie die PD-Werte vertikal vom Mittelpunkt der Pupille ab

